



## Scan-Service für benutzerdefinierte Reinigungsgestelle

Maximale Reinigungseffizienz durch Präzisionsscannen

### Maßgeschneiderte Gestelle, zuverlässige Leistung

Die präzisen Modelle der Reinigungsgestelle verbessern die Effizienz, reduzieren die Durchlaufzeit und optimieren den Betrieb. Das STERIS Scan-Team vor Ort bietet einen einzigartigen Service, indem es in Zusammenarbeit mit den Anwendern benutzerdefinierte Reinigungsgestelle für Ihre spezifischen Waschgüter und Geräte entwickelt, um präzise und effektive Reinigungszyklen zu gewährleisten.



# So funktioniert's

Unser umfassender Ansatz beginnt mit einer gründlichen 3D-Datenerfassung Ihrer Waschgüter und Geräte vor Ort. Dies führt zu einer Bestimmung der geeigneten Gestelloptionen, detaillierten Vorschlägen und der Gestaltung Ihres Reinigungsgestells. Wir validieren jeden Aspekt durch gründliche Tests und konforme Dokumentation, um ein maßgeschneidertes Ergebnis zu gewährleisten, das Ihren speziellen Reinigungsbedürfnissen entspricht.



## 1. 3-D-Datenerfassung

Das STERIS-Scanserviceteam besucht Ihre Einrichtung, um Messungen zu erfassen und aufzuzeichnen.



## 2. Auswertung

Nach der Datenerhebung ermitteln wir die entsprechenden Optionen und passen Ihr Gestell-Design an Ihre spezifischen Bedürfnisse an.



## 3. Angebot

Im Anschluss an den Auswertungsprozess wird Ihnen unser Team ein detailliertes Angebot für die benutzerdefinierten Reinigungsgestelle zur Verfügung stellen. Auf Wunsch oder wenn unser Ingenieurteam es für notwendig hält, können wir auch eine CFD-Analyse (Computational Fluid Dynamics) der Strömungsausbreitung durchführen.



## 4. Design


Sobald Sie den Vorschlag genehmigen, wird die Bestellung an unsere Design- und Fertigungsstätte gesendet, wo unser Team Ihr Gestell entwerfen wird. Wir senden Ihnen dann vor Produktionsbeginn eine Design-Dokumentation zur Genehmigung zu.



## 5. Validierung

Nachdem Sie das endgültige Design des Gestells genehmigt haben und es in Produktion geht, stellen wir Ihnen eine GMP-konforme Dokumentation zur Verfügung und bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihre eigenen Waschgüter für eine gründliche Abdeckungsprüfung und Reinigungsvalidierung unter Verwendung Ihrer spezifischen Verschmutzungen zu liefern, falls gewünscht.

Das Scanserviceteam von STERIS kümmert sich um alle Aspekte der Datenerfassung und des Gestelldesigns in Ihrer Einrichtung. Wir erfassen exakt jedes gewünschte Waschgut Ihrer Ausrüstung und konstruieren maßgeschneiderte Gestelle, die diese sicher aufnehmen und vergrößern somit die Effizienz Ihres Betriebs.



Vorteil	Wartungsfunktion
Verbesserte Effizienz	Ein benutzerdefiniertes Reinigungsgestell stellt sicher, dass alle Ihre Waschgüter bei jeder Anwendung korrekt geladen und gereinigt werden. Dies reduziert nicht nur die Vorlaufzeiten, sondern verbessert auch den Betrieb Ihrer Einrichtung durch die Optimierung des Reinigungsprozesses.
Spart Zeit	Dieser Service optimiert die Datenerfassung von Einzelteilen und Ausrüstungen, so dass Sie diese Informationen nicht mehr selbst erfassen müssen.
Gewährleistet Fehlerfreiheit	Unsere Scantechnologie ermöglicht eine exakte Messungen aller Teile, die Optimierung der Reinigungszyklen, die Verbesserung der Reinigungsleistung und die Verlängerung der Lebensdauer der Anlage.
Reduzierte Kosten	Dieser Ansatz für benutzerdefinierte Reinigungsgestelle sorgt für eine gründliche Abdeckung Ihrer Waschgüter und Ausrüstung, erhöht die Reinigungseffektivität und minimiert gleichzeitig Abweichungen und Betriebskosten in Ihren Reinigungszyklen.
Vereinfachte Validierung	Unsere benutzerdefinierten Reinigungsgestelle verfügen über eine umfassende Dokumentation, um die Einhaltung von Regularien zu unterstützen.

