



## Dampfqualitätsprüfungs-Service

Stellen Sie sicher, dass die Dampfqualität Ihrer Sterilisationsgeräte internationalen Standards entspricht.

Dieser Service erstreckt sich über ein bis drei Tage und misst drei unterschiedliche Qualitätsmerkmale:



### 1 | DAMPFTROCKENHEIT

Bewertet den Feuchtigkeitsgehalt im Dampf, um angemessene Sterilisationsbedingungen sicherzustellen



### 2 | ÜBERHITZUNG

Bewertet die Dampftemperaturniveaus, um eine optimale Sterilisationsleistung aufrechtzuerhalten



### 3 | NICHT KONDENSIERBARES GAS

Identifiziert unerwünschte Gase, die die Wirksamkeit beeinträchtigen könnten

Alle Prüfungen werden gemäß internationalen Richtlinien durchgeführt. Nach Abschluss erhalten Sie einen umfassenden Bericht mit detaillierten Ergebnissen und der Bestätigung der Einhaltung der Dampfqualität. Dieser Service sollte jährlich durchgeführt werden.

Alle Firmen- und Produktnamen sind Marken von STERIS, den Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen, sofern nicht anders angegeben. ©2025 STERIS