



NIST-rückführbarer Kalibrierservice

Sichern Sie die Leistungsfähigkeit Ihrer Geräte mit diesem vollständig rückführbaren Service.

Die Kalibrierung ist ein wesentlicher Bestandteil der Geräewartung. STERIS bietet Kalibrierverfahren an, die auf die spezifischen Bedürfnisse Ihrer Geräte während ihres gesamten Lebenszyklus zugeschnitten sind.

Diese Tests werden von speziell geschulten Technikern im Außendienst durchgeführt, sind vollständig auf internationale Standards rückführbar und werden in einem ausführlichen Bericht detailliert dokumentiert, der mindestens drei Jahre lang bei STERIS aufbewahrt wird.



NIST
National Institute of
Standards and Technology



Die Kalibrierungs- und Prüfpunkte werden von STERIS, dem Hersteller oder Ihren Standardarbeitsanweisungen (SOPs) festgelegt. Wir werden die notwendigen Anpassungen vornehmen, falls wir feststellen, dass die Werte außerhalb der Toleranz liegen, und die Ergebnisse in Ihren Abschlussbericht einbeziehen.

**Nach jeder Kalibrierung wird Ihr STERIS-Techniker den Bericht mit Ihnen besprechen.
Jeder Bericht enthält:**



EINE DETAILLIERTE LISTE
von „Wie gefunden“ und „Korrigiert“



**TOLERANZSEITE
UND UNTERSCHRIFTENSEITE**
einschließlich einer Liste der Normen, Verfahren,
Temperaturen, Drücke, Kommentare und
Unterschriften von Ihnen und Ihrem STERIS-Techniker



KALIBRIERZERTIFIKATE
für jedes bei der Kalibrierung verwendete Instrument

Ihre Geräte werden außerdem mit Kennzeichnungen versehen, um die Compliance der cGMP-Richtlinien nachzuweisen.



Verfügbare kompatible STERIS-Geräte:

- Dampfsterilisatoren
- Labor- und GMP-Waschanlagen und -Trockner
- VHP Biodekontaminations- und Niedertemperatur-Sterilisationssysteme

Alle Firmen- und Produktnamen sind Marken von STERIS, den Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen, sofern nicht anders angegeben. ©2025 STERIS