



## Wärmeverteilungs-Testservice

Stellen Sie sicher, dass Ihr Sterilisator gleichbleibende und genaue Ergebnisse liefert. Dieser Service ist ideal für Einrichtungen mit STERIS-Sterilisationsgeräten, die eine Validierung neuer Geräte oder eine Validierung bestehender Systeme benötigen.

Diese Prüfung identifiziert Temperaturabweichungen und langsam zu erwärmende Bereiche innerhalb der leeren Kammer, um die Zykluseffizienz zu optimieren, die Leistung zu validieren und einen zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten.

### Verfügbare kompatible STERIS-Geräte:

- AMSCO™ Sterilisatoren für kleine und mittlere Größen
- AMSCO™ Großsterilisatoren
- Finn-Aqua™ Sterilisatoren

### Ihr Service umfasst



**GENEHMIGTES  
PROTOKOLL**



**VOLLSTÄNDIG RÜCKFÜHRBARE  
KALIBRIERUNG**



**PROTOKOLLAUSFÜHRUNG**



**ABSCHLUSSBERICHT**

Alle Firmen- und Produktnamen sind Marken von STERIS, den Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen, sofern nicht anders angegeben. ©2025 STERIS